

機器名 全自動血圧計	型式 UDEX-i	機番 51002150	管理No DR-02709
------------	-----------	-------------	---------------

住所

が 塚本内科消化器科 様

故障内容	作業内容	原因
加圧不良 (使用回数:38,017回)	ポンプ駆動回路補修 Wバッグ 他、消耗部品 (マイクロホン・腕帯布・肘パッド・アームレストパッド) の交換 ソフト最新版に更新点検・清掃	Wバッグ ポンプ駆動回路不良

交換部品名	数量	追加部品名	数量
マイクロホン	2		
Wバッグ	1		
腕帯布	1		
アームパッド	1		
ひじパッド	1		

キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
東京都港区港南2丁目13番29号
カスタマーサービス推進第二課
電話 03-6719-7081

修理担当者

