

▶ サイトマップ

🔍 検索

MAIN MENU

製品情報

診断・治療情報

学会・研究会情報

機器取り扱い情報
サービス情報

サポートツール

お問い合わせ

クリニック情報

コメディカル情報

内視鏡お客様相談センター

0120-41-7149
ヨイナイシキョウ
開設時間 8:45~17:30 (弊社営業日)
8:45~15:00 (土曜日)

Q&A MEDICALTOWN Q&A
よくある質問と回答

会員情報変更・
パスワードお問い合わせなど

**EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ
OLYMPUS CF TYPE H260AL/I***



ハイビジョン対応CCD採用の高画質スコープ。硬度可変機能で挿入性を向上。新開発のハイビジョン対応CCDを採用し、従来機種CF-Q240AL/Iと同じ13.2mmという先端部外径で、大幅な高画質化を実現した大腸スコープ。硬度可変機能の搭載により、スムーズな挿入をサポートします。

仕様・性能

光学系	視野角	140°
	視野方向	0° (直視)
	観察深度	5~100mm
	照明方式	ライトガイド方式
先端部	外径	13.2mm
湾曲部	湾曲角	UP・DOWN 各180°
		RIGHT・LEFT 各160°
軟性部	外径	12.9mm
有効長		L : 1,680mm I : 1,330mm
		L : 2,005mm I : 1,655mm
鉗子	チャンネル径	3.7mm
	最小可視距離	4mm
	視野内での見え方	

医療機器承認番号：21400BZZ00281000号

*販売名「EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260Aシリーズ」

SUB MENU

製品カタログの検索

🔍 検索

カタログお取り寄せ

誠に恐縮ですが、資料は医療御施設様宛にお送りしております。販売店様のご依頼は、御担当地域のオリンパス支店営業所へ御相談をお願い致します。

支店・営業所一覧

- NBI Narrow Band Imaging<狭帯域光観察>
- 消化器内視鏡システム
- スコープラインアップ
- 細径経口経鼻内視鏡
- 大腸内視鏡
- 小腸内視鏡関連製品
- カプセル内視鏡システム
- 胆膵内視鏡システム V-System
- 内視鏡治療用処置具
- 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) 関連製品
- 高周波焼灼電源装置
- 洗浄・消毒・滅菌 (CDS)
- 内視鏡室マネジメントシステム
- 超音波内視鏡システム
- 内視鏡関連製品

ページの先頭へ戻る